

《眼科镊》产品使用说明书

一、概况

我厂生产的《眼科镊》产品由一对尾部叠合的叶片组成。头部有平台，有直形和弯形两种；《眼科镊》采用 GB/T1220 —2007《不锈钢棒》中规定的 20Cr13、30Cr13 不锈钢材料制成。本器械具有良好的耐腐蚀性能，本器械经消毒灭菌后能够重复使用。

适用范围：《眼科镊》主要用于眼科手术时夹持眼部组织、夹持囊肿等。

二、性能

1. 眼科镊的左右两片形状应相仿，两片厚薄、宽窄偏差应不大于公差总和的二分之一；表应光滑，不得有锋棱、毛刺裂纹及明显的麻点存在。眼科镊柄花应清晰完整，不应有缺花，烂花。
2. 眼科镊应有良好的弹性，其变形量不得超过 1.6mm。
3. 眼科镊头部应有良好的夹持性能。
4. 眼科镊的固定销应牢固，开闭时应灵活，不得有卡寒现象。

三、眼科镊的产品型号、产品型式、头部规格、产品材质

详见附表

四、器械规格/型号及器械材质的识别

器械型号由生产企业代号（“MR”表示）、产品分类代号、产品材质代号（“T”钛合金，“A”不锈钢）组成。

五、消毒

器械在手术前应按《医院消毒技术规范》进行灭菌处理，常规采用高压蒸汽消毒。

消毒方法推荐如下：消毒时间从压力蒸汽灭菌器达到要求温度时起

- a. 下排气式压力蒸汽灭菌器 121℃/102.8kPa~122.9kPa/≥20 分钟。
- b. 预真空或脉动式灭菌器 134℃/201.7kPa~229.3kPa/≥4 分钟。

本器械可放入专用的消毒盒内和其他器械一起消毒，也可每把器械单独消毒。

有条件的使用单位也可以使用环氧乙烷或低温等离子消毒。

六、维护保养

1. 手术结束后应及时将器械上残留的污渍冲洗干净，烘干备用。
2. 器械烘干后，要检查每把器械的正常使用功能，确保下次手术能正常使用。

七、储存

1. 器械应贮存在相对湿度不超过 80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。
2. 器械应存放在有软性材料作衬垫的包装盒内，防止器械间相互碰撞，以免损坏刃口及头部精细部位。

八、注意事项

1. 本器械在使用过程中应轻拿轻放，避免发生碰撞。
2. 器械在清洁前和手术后都应放入多酶清洁剂中进行浸泡，一般浸泡时间为 5~25 分钟后再清洁，使残留在器械外表和机械衔接部位缝中的污物分化和软化后，再进行清洁和灭菌处理。

九、警示

1. 器械手术前必须进行消毒灭菌处理。
2. 使用前必须对器械进行检查，器械出现变形、破损、锈蚀、断裂时严禁使用。
3. 器械报废后的废弃物应按有关规定处置。
4. 器械不得与内窥镜配套使用。
5. 器械请按预期用途使用，不得超范围使用。
6. 生产日期：详见包装标签。
7. 使用期限：在正常使用与维护保养的情况下，使用期限为一年。

附表

眼科镊的产品型号、头部规格、产品材质

序号	产品型号	头部规格	产品材质	备注
1	MR-F421	0.5mm	20Cr13 或 30Cr13	直齿
2	MR-F422	0.5mm	20Cr13 或 30Cr13	弯齿
3	MR-F422-1	2.0mm	20Cr13 或 30Cr13	枪状
4	MR-F423	1×2	20Cr13 或 30Cr13	直,1×2 钩
5	MR-F424	1×2	20Cr13 或 30Cr13	弯,1×2 钩
6	MR-F426	3.0mm	20Cr13 或 30Cr13	椭圆头
7	MR-F428	13mm×10 mm	20Cr13 或 30Cr13	方头
8	MR-F429	Φ 15 mm	20Cr13 或 30Cr13	圆头
9	MR-F430	2 mm	20Cr13 或 30Cr13	滚轮头
10	MR-F431	1×2	20Cr13 或 30Cr13	直,1×2 钩
11	MR-F431-1	1×2	20Cr13 或 30Cr13	弯,1×2 钩
12	MR-F431-2	0.4mm	20Cr13 或 30Cr13	直齿
13	MR-F431-3	0.4mm	20Cr13 或 30Cr13	弯齿
14	MR-F433	4mm	20Cr13 或 30Cr13	直, 锁扣
15	MR-F433-1	4mm	20Cr13 或 30Cr13	弯, 锁扣
16	MR-F433-2	4mm	20Cr13 或 30Cr13	直
17	MR-F433-3	4mm	20Cr13 或 30Cr13	弯
18	MR-F432	7mm	20Cr13 或 30Cr13	弯钩
19	MR-F432-1	7mm	20Cr13 或 30Cr13	无齿
20	MR-F434	18mm	20Cr13 或 30Cr13	左式
21	MR-F435	18mm	20Cr13 或 30Cr13	在式
22	MR-F451	R0.3mm	20Cr13 或 30Cr13	有齿
23	MR-F452	R0.3mm	20Cr13 或 30Cr13	无齿

