

《上颌窦咬骨钳》产品使用说明书

一、概况

我公司生产的《上颌窦咬骨钳》产品，采用 GB/T1220—2007 中规定的 20Cr13、30Cr13 不锈钢料制成。本产品具有良好的耐腐蚀性能。本器械经消毒灭菌后能够重复使用。

二、适用范围

《上颌窦咬骨钳》适用于咬切上颌窦部位的软骨及脆弱之骨质用。（咬切硬骨必须使用骨凿，本器械不适用）
规格为（2mm）的咬骨钳只适合于手术开创初期、较薄软骨组织的咬切。
规格为（3mm-4mm）的咬骨钳适合于手术深入后、稍厚软骨组织的咬切。

三、上颌窦咬骨钳的型号、规格、型式及材质

详见附表

四、器械规格/型号及器械材质的识别

器械型号由生产企业代号（“MR”表示）、产品分类代号、产品材质代号（“T”钛合金，“A”不锈钢）组成。

五、消毒

器械在手术前应按《医院消毒技术规范》进行灭菌处理，常规采用高压蒸汽消毒。

消毒方法推荐如下：消毒时间从压力蒸汽灭菌器达到要求温度时起

- 下排气式压力蒸汽灭菌器 121℃/102.8kPa~122.9kPa/≥20 分钟。
 - 预真空或脉动式灭菌器 134℃/201.7kPa~229.3kPa/≥4 分钟。
- 本器械可放入专用的消毒盒内和其他器械一起消毒，也可每把器械单独消毒。
有条件的使用单位也可以使用环氧乙烷或低温等离子消毒。

六、维护保养

- 手术结束后应及时将器械上残留的污渍冲洗干净，烘干备用。
- 器械烘干后，要检查每把器械的正常使用功能，确保下次手术能正常使用。

七、储存

- 器械应贮存在相对湿度不超过 80%，无腐蚀气体，通风良好的室内。
- 器械应存放在有软性材料作衬垫的包装盒内，防止器械间相互碰撞，以免损坏刃口及头部精细部位。

八、注意事项

- 本器械在使用过程中应轻拿轻放，避免发生碰撞。
- 器械在清洁前和手术后都应放入多酶清洁剂中进行浸泡，一般浸泡时间为 5~25 分钟后再清洁，使残留在器械外表和机械衔接部位缝中的污物分化和软化后，再进行清洁和灭菌处理。
- 手术过程中，如果发生咬骨钳头部断裂在人体内的情况，请立即使用我公司专利产品《异物吸铁器》（型号：MR-D109-3），将断裂部分从体内吸出。《异物吸铁器》配备五种不同形状头部，可根据手术实际情况更换使用，方便吸取断头，（具体使用方法请参照《异物吸铁器》产品使用说明书）

九、警示

- 器械手术前必须进行消毒灭菌处理。
- 使用前必须对器械进行检查，器械出现变形、破损、锈蚀、断裂时严禁使用。
- 器械报废后的废弃物应按有关规定处置。
- 器械不得与内窥镜配套使用。
- 生产日期：详见包装标签。
- 使用期限：在正常使用与维护保养的情况下，使用期限为一年。
- 本器械不得咬切硬骨组织，**请勿超范围使用!!!**。

注册（生产）地址：苏州市吴中区郭巷街道谷盛路 99 号
电话：0512—65973197 传真：0512—65973599 邮编：215124
网址：<http://www.szmingren.com> 邮箱：szmingren@aliyun.com 2259511230@qq.com

苏州市协和医疗器械有限公司

说明书编制日期：2019 年 12 月

附表 上颌窦咬骨钳的型号、规格、型式及材质

序号	产品型号	规格	产品材质	备注
1	MR-L106	90° 2mm×100mm	20Cr13 或 30Cr13	椎板无肩式
2	MR-L106-1	90° 2mm×140mm		
3	MR-L106-2	90° 2mm×180mm		
4	MR-L106-5	120° 2mm×100mm		
5	MR-L106-6	120° 2mm×140mm		
6	MR-L106-7	120° 2mm×180mm		
7	MR-L107	90° 3mm×100mm		
8	MR-L107-1	90° 3mm×140mm		
9	MR-L107-2	90° 3mm×180mm		
10	MR-L107-5	120° 3mm×100mm		
11	MR-L107-6	120° 3mm×140mm		
12	MR-L107-7	120° 3mm×180mm		
13	MR-L109	90° 4mm×100mm		
14	MR-L109-1	90° 4mm×140mm		
15	MR-L109-2	90° 4mm×180mm		
16	MR-L109-5	120° 4mm×100mm		
17	MR-L109-6	120° 4mm×140mm		
18	MR-L109-7	120° 4mm×180mm		
19	MR-L116	90° 2mm×100mm	20Cr13 或 30Cr13	椎板有肩式
20	MR-L116-1	90° 2mm×140mm		
21	MR-L116-2	90° 2mm×180mm		
22	MR-L116-5	120° 2mm×100mm		
23	MR-L116-6	120° 2mm×140mm		
24	MR-L116-7	120° 2mm×180mm		
25	MR-L117	90° 3mm×100mm		
26	MR-L117-1	90° 3mm×140mm		
27	MR-L117-2	90° 3mm×180mm		
28	MR-L117-5	120° 3mm×100mm		
29	MR-L117-6	120° 3mm×140mm		
30	MR-L117-7	120° 3mm×180mm		
31	MR-L119	90° 4mm×100mm		
32	MR-L119-1	90° 4mm×140mm		
33	MR-L119-2	90° 4mm×180mm		
34	MR-L119-5	120° 4mm×100mm		
35	MR-L119-6	120° 4mm×140mm		
36	MR-L119-7	120° 4mm×180mm		